

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2021-182	REFERENCIA PS/TS/67040
PRODUCTO Aplicación del programador del médico para DBS (Estimulación Cerebral Profunda) modelo A610	
FINALIDAD PREVISTA La aplicación del programador del médico A610 está diseñada para la programación de neuroestimuladores de Medtronic (externos e implantables) para la estimulación cerebral profunda (DBS).	
Nº SERIE Todos los números de serie	
VERSION SOFTWARE 2.0.4584, 2.0.4594, 2.0.4605 y 3.0.1057	
FABRICANTE Medtronic Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica. C/María de Portugal, 11. C.P. 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el programador del médico A610 versiones 2.0.4584, 2.0.4594, 2.0.4605 y 3.0.1057, debido a la posibilidad de que se produzcan problemas con la estimulación cíclica cuando se utiliza la función de reemplazo del neuroestimulador implantable (INS). Los pacientes con un reemplazo de Percept PC que previamente tenían implantados dispositivos de la familia Activa corren el riesgo de que la batería se agote de forma prematura si se configuran sus dispositivos con estimulación cíclica activada utilizando el flujo de trabajo "REEMPLAZO" del A610.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

